



Agitador linear 100-350RPM Plataforma Universal



Descripción:

Agitador con movimiento linear. Gran diseño y versatilidad, silencioso y potente motor DC libre de carbones. Incluye plataforma universal (18900025) de 240 * 245mm. Controles independientes de velocidad y reloj. Pantalla doble de LCD para lecturas independientes de tiempo y velocidad, interruptor electrónico de seguridad. Permite la transferencia de información a la PC (Conector RS232). Opera en humedad máxima de 80% y temperatura de 5-40°C. Gran aplicación en los trabajos de genética, cultivo celular y biotecnología. Ampliamente utilizada en variados laboratorios multidisciplinarios e institutos de investigación científica.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004071
Plataforma Universal	240*245mm
Rango de velocidad	100 – 350RPM
Movimiento (amplitud)	4mm
Carga máxima	2.5Kg
Potencia del motor	30W
Reloj	1min– 19h59min
Grado de protección	IP21
Peso	8.1Kg
Dimensiones (W*D*H)	300*340*100mm
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz