



Mezclador de Microplacas c/pinza



Descripción:

Mezclador de microplacas, control análogo, movimiento orbital, velocidad variable, motor de inducción libre de carbones, incluye pinza para microplaca (18900042). Fabricado con materiales altamente resistentes contra la corrosión. Fácil de limpiar, operación silenciosa y agitación precisa. Útil para mezclado en diversas aplicaciones de la industria e investigación.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2002869
Diámetro de Orbita	4.5mm
Carga Max (agitación)	0.5kg
Potencia de motor	10W
Rango de velocidad	0 – 1500 RPM (microplaca sencilla) 0 – 1000 RPM (microplaca doble)
Humedad y temperatura de operación	80%RH, 5-40°C
Grado de Protección	IP21
Peso	3Kg
Consumo	20W
Dimensiones (W*D*H)	260*150*80mm
Alimentación Eléctrica	100-240V, 50/60Hz

* Aplica para el uso con distintos tipos de pinzas (opcionales)