



Micropipeta Autoclaveable Total 200-1000ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2004055
Modelo	7030301016
Rango de Volúmen	200 A 1000ul
Incrementos de	5ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	1000ul, 0.60%, 6µl 500ul, 0.70%, 3.5µl 200ul, 0.9%, 1.8µl
Volumen de prueba / Error de precisión	1000ul, 0.20%, 2µl 500ul, 0.25%, 1.25µl 200ul, 0.30%, 0.6µl
Peso total c/empaque	100g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	275*85*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de volumen variable, es ligera y cuenta con un diseño ergonómico para una experiencia muy satisfactoria durante su uso. Operación con pistón basado en el principio de desplazamiento de aire. Contador numérico de fácil lectura. Certificado de control de calidad acorde a ISO8655, incluye herramienta para su calibracion y mantenimiento. Fabricada con materiales innovativos de gran durabilidad y resistencia química. Es totalmente autoclaveable y compatible con la gran mayoría de puntas universales.