

LUZEREN®

Microscopio digital 200x DigiMicro USB



Descripción:

Microscopio digital compacto con cable e interfase USB. Cuenta con base soporte ajustable. Ofrece imágenes de excelente calidad. Con capacidad para tomar foto y video. Instrumento ideal para aplicaciones múltiples como la ciencia, la ingeniería, dermatología, la electrónica, joyería, numismática, análisis y detección de falsificaciones, relojerías, arte y mas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2005011
Modelo	DIGIMICRO
Sensor de imagen	1.3MP
Resolución de captura de video y de imagen fija.	1280*1024, 640*480, 320*240, 160*120
Color	24 Bit RGB
Lente	Lente de microscopio 27X y 100X doble eje
Rango de enfoque	Enfoque manual de 10mm hasta infinito
Frecuencia de parpadeo	50Hz/60Hz
Cuadros por segundo	Max. 30f/s por debajo 600 brillo de luz
Relación de aumento	20 – 200X
Velocidad de obturación	1 segundo a 1/1000 segundos
Formato de video	AVI
Sistema de operación	Windows 2000/XP/VISTA
Balance de blancos y exposición	Automático
Fuente de luz	4 lámparas blancas de LED
Interfaz de la PC	Mini USB 1.1 y 2.0
Peso	380g.
Dimensiones	110*33mm
Alimentación eléctrica	Puerto USB (5V DC)