

LUZEREN®

Congelador horizontal 189L



Descripción:

Congelador horizontal de 189L (7 CUFT), temperatura de 0 a -27°C, interiores en aluminio, diseño compacto y elegante con panel de control externo. Termostato ajustable, alto rendimiento con bajo consumo eléctrico, puertas internas de cristal templado deslizables y desmontables. Canastilla extraíble de metal plastificado color blanco. Empaque removible para una fácil limpieza, puerto de desagüe, patas niveladoras, manija con cerradura y llave de seguridad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2005014
Rango de temperatura	0°C A -27°C
Modalidades de Enfriamiento	3 Modos: Refrigerador 2°C / 8°C, Enfriador -13°C / 1°C Congelador -27°C / -14°C
Capacidad de almacenamiento	189L (7 CuFt)
Refrigerante (Grado Ecológico)	R600a
Agente espumante	Ciclopentano
Puerto de desagüe	Si
Peso	34 Kg
Medidas Exteriores (W*D*H)	880*520*820mm
Medidas Interiores (W*D*H)	770*400*660mm
Alimentación eléctrica	115V/60Hz.