

LUZEREN®

Mantilla con agitación 100ml



Descripción:

Mantilla de calentamiento y agitación semiesférica para matraz, control análogo para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2005470
Capacidad	100ml
Temperatura máx.	37 A 450°C
Agitacion	0-1400 RPM
Peso	2.5Kg
Medidas (Dia*H)	200*160mm
Consumo eléctrico	100W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz