



## Agitador orbital análogo



### descripción:

Agitador orbital análogo con plataforma grande. Fabricado con materiales de alta resistencia química, velocidad variable y rotación orbital. Es una línea de alto rendimiento capaces de funcionar sin interrupciones en una amplia variedad de laboratorios médicos, químicos y biológicos. Diseñadas para ofrecer flexibilidad, estas unidades vienen con una gran selección de accesorios y aditamentos opcionales para satisfacer sus necesidades específicas de laboratorio. Con un excelente historial de confiabilidad y larga vida.

### Especificaciones:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Catalogo                 | S302-20L          |
| Modelo                   | SHKR-08           |
| Medida de la Plataforma  | 418 * 297mm       |
| Rango de Velocidad       | 50 A 300RPM       |
| Amplitud del Giro        | 20mm              |
| Tipo de Rotacion         | Orbital           |
| Temperatura de Operación | +4°C A +45°C      |
| Humedad de Operación     | Max 80%           |
| Peso                     | 7.5 kg            |
| Medidas Totales (L*W*H)  | 412.5*305*97.5 mm |
| Alimentación Eléctrica   | DC 12V, 1000 mA   |