



Baño de ultrasonido 3L



Descripción:

Baño de ultrasonido digital, control con microprocesador, pantalla de LED y reloj. Tanque de acero inoxidable, tapa de plástico transparente, exterior de lamina esmaltada con resistencia química. Con ángulos protectores de plástico en los bordes. Equipo Ideal para joyerías, ópticas, relojerías, laboratorios de odontología y algunas aplicaciones de la industria electrónica.

Especificaciones:

Catalogo	SB-120DTN
Capacidad (litros)	3L
Rango de temperatura	37 A 80°C
Frecuencia	40kHz
Reloj	1 - 99min
Peso	4.5kg
Medidas internas tanque (L*W*H)	240*140*100mm
Medidas Totales (L*W*H)	270*170*300mm
Potencia de calentamiento	75W
Potencia de ultrasonido	120W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: canastilla de acero