

## Destilador de agua 2.3L/H



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>TS632445000105</b>
Modelo	DP2300
Capacidad	2.3 litros/hora
Consumo de Agua (Enfriamiento)	36L/h
Conductividad (Usando agua tratada)	1.5 - 2.5 $\mu$ Scm-1
Temperatura por destilación	95°C
Presión mínima requerida de agua	200 kPa +/-10kPa
Peso	6Kg
Dimensiones (W*D*H)	190*190*660mm
Medidas empaque	80*60*1000mm
Consumo eléctrico	1.5KW
Alimentación eléctrica	230V, 50Hz 10A

### Descripción:

Destilador de agua con diseño vertical, capacidad de 2.3L/h, fabricado en vidrio borosilicato de alta resistencia. Estructura de base metálica con recubrimiento anticorrosivo. Producción de agua destilada libre de pirógenos y baja conductividad. Resistencia eléctrica de acero inoxidable, cuenta con termostato, caldera y condensador de alta eficiencia.