

# LUZEREN®

## Baño maría digital 11L



### Descripción:

Baño maría digital controlado por microprocesador, reloj, alarma visual y acústica por sobretemperatura. Tina de acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Tapa fija. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001168
Capacidad (litros)	11L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Estabilidad	+/-0.5°C
Uniformidad	+/-0.1°C
Reloj	1-999min
Peso	8kg
Medidas interiores (W*D*H)	420*180*150mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	570*220*260mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz