



## Agitador Orbital Eco LED 200RPM



### Descripción:

Agitador orbital con pantalla led y reloj. Gran diseño y versatilidad, silencioso y potente motor DC libre de carbones. Control de velocidad, interruptor electrónico de seguridad. Protección clase IP21. Incluye plataforma fija con tapete. Gran aplicación en los trabajos de genética, cultivo celular y biotecnología. Ampliamente utilizada en variados laboratorios multidisciplinarios e institutos de investigación científica.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001176
Plataforma fija	268*268mm
Rango de velocidad	40 – 200RPM
Movimiento (amplitud)	20mm
Carga máxima	2Kg
Potencia del motor	20W
Reloj	1min– 19h59min
Grado de protección	IP21
Peso	3.1Kg
Medidas totales (W*D*H)	294*348*123mm
Alimentación eléctrica	100-240v, 50/60hz