

## Agitador orbital para Uso Rudo



### Descripción:

Agitador orbital para uso rudo y gran capacidad de carga, control digital programable, pantalla doble de LED, velocidad variable, reloj con alarma, puede usarse dentro de cuarto frío o de incubadoras (Excluyendo las de CO2). Incluye plataforma con perforaciones para colocación de pinzas (No incluye pinzas) Opera con 120V 50/60Hz. Marca: Scientific Industries. Compatible con gran variedad de pinzas opcionales.

**ORBITAL-  
GENIE™**

### Especificaciones:

Catalogo	SI-1600
Rango de velocidad	10 A 300 RPM
Diámetro de orbita (Dia)	35mm
Reloj	1-99hr
Plataforma	460*460mm
Capacidad de carga	12Kg
Peso	21kg
Medidas Base (L*W*H)	590*500mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Pinzas y Matracas se venden por separado



## ACCESORIOS OPCIONALES (PINZAS)

Catalogo	DESCRIPCION	CAPACIDAD
SI-1610	PINZA PARA MATRAZ DE 100ml	36
SI-1611	PINZA PARA MATRAZ DE 125/150ml	36
SI-1612	PINZA PARA MATRAZ DE 250ml	25
SI-1613	PINZA PARA MATRAZ DE 500ml	16
SI-1614	PINZA PARA MATRAZ DE 1L	9
SI-1615	PINZA PARA MATRAZ DE 2L	5

