

Agitador para tubos con movimiento vertical



Descripción:

Agitador compacto con movimiento vertical, ideal para uso con tubos y perlas (No incluidas), aplicaciones de lisado, extracción u homogenización. Controlado con microprocesador PID, pantalla de LCD retroiluminada, reloj, motor DC de alto desempeño con movimiento agresivo vertical único de gran eficiencia. Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad. Gran estabilidad incluso a máxima velocidad, puede usarse dentro de cuarto frío o cabina de Bioseguridad. Muy útil para las preparaciones de pruebas de laboratorio clínico, investigación agrícolas, medio ambiente, etc.

Especificaciones:

Catalogo	SI-B100
Rango de velocidad	500 A 4800 CARRERAS POR MINUTO (250 A 2400 RPM)
Desplazamiento (Carrera)	19mm (Vertical)
Toque (Pulso)	1seg – 99min
Reloj	1seg – 99min o continuo
Peso	6Kg
Dimensiones (D*W*H)	165 x 122 x 330mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz

Bead Genie™



INCLUYE 4 SUJETADORES PARA MICROTUBOS Y TUBOS:

- 12*1.5/2.0ml (HORIZONTAL)
- 12*1.5/2.0ml (VERTICAL)
- 6*15ml
- 3*50ml

