

## Disruptor/Homogeneizador Celular Digital

**DISRUPTOR  
GENIE®**



### Descripción:

Disruptor/Homogeneizador celular digital, controlado con microprocesador PID, pantalla de LED, velocidad variable, reloj, alarma ajustable de velocidad. movimiento agresivo multidireccional ideal para liberar moléculas biológicas desde el interior de una célula. Mayor rendimiento y menor tiempo si es comparado a un vortex. Uso con tubos y perlas (no incluidas). Ideal para procedimientos de disrupción u homogeneización de células de levadura, bacterias, plantas, tejido animal o cualquier proceso que requiera una agitación extremadamente violenta y alta velocidad. Muy estable, no “camina” aun a máxima velocidad. Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad. Se puede utilizar en cuarto frío. Suministrado con soporte universal para microtubos de 1.5/2.0ml y copa extraíble (tubos no incluidos).

### Especificaciones:

Catalogo	SI-DD38
Rango de velocidad	1000 A 3000 RPM (250 A 2400 RPM)
Reloj	0– 99min o continuo
Peso	4.3Kg
Dimensiones (D*W*H)	165 x 122 x 190mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz

# DISRUPTOR GENIE®

## INCLUYE:

- SUJETADOR UNIVERSAL PARA MICROTUBOS DE 1.5/2.0ml.
- COPA EXTRAIBLE

